



Criocinetica



Cryo T Twin



easytech



Cryo T

Area intervento

Apparato muscolo-scheletrico

Modalità

**Sottrazione di calore
per contatto**

Effetto

**Vasocostrizione e reazioni
antinfiammatorie e antalgiche**

Cryo T è uno strumento per crioterapia portatile a stato solido. La sottrazione di calore avviene per contatto attraverso un manipolo ergonomico con placca metallica (alta conducibilità termica) raffreddata per effetto Peltier e controllata in temperatura.

La temperatura di trattamento è impostabile manualmente o selezionabile facilmente da un menù di modalità preimpostate. L'applicazione del freddo è indicata in tutti quegli stati di infiammazione acuta derivanti da qualsiasi tipo di trauma.



Cryo T

Strumento compatto per crioterapia ad effetto Peltier.

Indicazioni

L'apparecchiatura CryoT è particolarmente indicata in tutti gli stati di infiammazione acuta, induce vasocostrizione e previene gli ematomi.

L'applicazione del manipolo aiuta a ridurre il dolore, l'infiammazione e lo spasmo muscolare.

L'uso di CryoT risulta utile in combinazione con la laserterapia di potenza per favorire la penetrazione del raggio laser e prevenire i possibili surriscaldamenti della cute.

Positivi gli effetti nella riduzione del grasso in eccesso. Le dimensioni compatte, il peso ridotto e la semplicità d'uso ne permettono una facile trasportabilità e l'uso domiciliare.

**Applicatore a manipolo
ad alta conducibilità termica**

**Misura e controllo della temperatura
di trattamento**

Raffreddamento a Celle Peltier

Display touch screen

Temperatura minima: + 2°

Protocolli preimpostati

Dimensioni e pesi contenuti

Certificazione Medica



Twin

Area intervento

Apparato muscolo-scheletrico

Modalità

Criocinetica e contrasto termico

Effetto

Drenaggio e stimolazione del microcircolo

Twin è uno strumento progettato per somministrare (riscaldare) e sottrarre (raffreddare) calore esogeno a fini terapeutici. L'alternanza dello stimolo termico (contrasto terapia) associata all'effetto meccanico della pressione e del movimento indotti attraverso lo speciale manipolo a due facce (una calda e l'altra fredda) esplica effetti benefici sul dolore e sullo spasmo muscolare, stimola il microcircolo e induce ipertonia ai tessuti profondi rendendo lo strumento assai utile nel trattamento di numerose patologie muscolo scheletriche. Le contrastanti temperature di trattamento sono impostabili manualmente o selezionabili facilmente da un menu di modalità preimpostate.



Twin

Strumento per contrasto terapia e criocinetica.

Indicazioni

L'apparecchiatura Twin è progettata per effettuare trattamenti di criocinetica e contrastoterapia. Lo shock termico realizzabile con il semplice movimento del manipolo induce importanti effetti drenanti sugli edemi e gli ematomi, stimola il microcircolo e favorisce l'ipertonia profonda. Utile nel controllo della risposta infiammatoria post-esercizio lo strumento può favorire il trattamento di esiti cicatriziali.

Le dimensioni compatte, il peso ridotto e la semplicità d'uso ne permettono una facile trasportabilità e l'uso domiciliare.

Applicatore a manipolo a doppia faccia

Tempo di transizione caldo-freddo-caldo, praticamente nullo

Misura e controllo delle temperature di trattamento

Raffreddamento e riscaldamento a Celle Peltier

Display touch screen

Temperatura impostabile da + 2° a + 53°

Protocolli preimpostati

Dimensioni e pesi contenuti

Certificazione Medica

Cryo T/Twin



Cryo T

Caratteristiche tecniche

Placca smussata in alluminio, diametro 55 mm
Accoppiamento diretto a conduzione termica
Temperatura minima della placca "fredda": +2°C
Sorgente di raffreddamento: moduli termometrici ad effetto Peltier

Alimentazione e consumi

Tensione e frequenza di rete: 90/240 VAC, 50/60 Hz
Corrente massima assorbita: 1 A

Ingombri e peso

33 x 47 x 22h cm, 7.5 kg

Condizioni ambientali di funzionamento

Temperatura ambiente: [+2, +30] °C
Umidità relativa (senza condensa): [0, 75] %
Pressione atmosferica: [700, 1060] mbar

Certificazioni

Cryo T è conforme alla Direttiva 93/42 CEE

CE 0434

Twin

Caratteristiche tecniche

Placca smussata in alluminio, diametro 55 mm
Accoppiamento diretto a conduzione termica
Temperatura della placca "fredda": da +2 a +53°C
Temperatura della placca "calda": da +Tamb a +53°C

Alimentazione e consumi

Tensione e frequenza di rete: 90/240 Vca, 50/60 Hz
Massima corrente assorbita: 1 A

Ingombri e peso

33 x 47 x 22h cm, 9 kg

Condizioni ambientali di funzionamento

Temperatura ambiente: [+10, +40] °C
Umidità relativa (senza condensa): [0, 75] %
Pressione atmosferica: [700, 1060] mbar

Certificazioni

Twin è conforme alla Direttiva 93/42 CEE

CE 0434



Back to motion

Easytech s.r.l.

via della Fangosa, 32 50032 Borgo San Lorenzo, Firenze T +39.055.8455216 F +39.055.8454349

info@easytechitalia.com

easytechitalia.com

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 13485 =