

Verbale N.	L10101	Verifica ultrasuoni		MOD. M3_8 u	
Data	10/10/2016			REV. 4 DEL 18/07/07	
Cliente	-				
Inventario		Matricola	U3080	Reparto	
Modello	US10	Produttore	COSMOGAMMA		

MISURE STRUMENTALI SECONDO NORMA CEI EN 60601-2-5
classificazione 62-23

DATI DI TARGA

Potenza di uscita nominale	2 W/cmq
Freq. Di lavoro	1 MHz

DATI CARATTERISTICI DI USCITA

Potenza erogata al minimo	0 Watt
Potenza massima erogata	7,2 Watt

PROTEZIONE CONTRO GLI ERRORI DI POTENZA EROGATA

	SI	NO
Attivazione del circuito di uscita a partire da erogazione minima	X	
Blocco dell'uscita a ripristino dell'alimentazione	X	
Blocco dell'uscita da Timer	X	
	integro	non integro
Integrità del cavo di collegamento testina	X	

STRUMENTO DI MISURA UTILIZZATO

Denominazione	WATTMETRO ULTRASUONI	Data di taratura	27/07/2015
Ente di taratura	SLT SRL	N. Certificato	009-15-0137
Modello	UPM-DT-100AV	N. di serie	869

verifica n.2271	SUPERATO	FALLITO	
Esito della prova	X		
Nome del tecnico	LUCA VETTORE	Firma	

NOTE

ok

TESTA MASSAGGIO

RILEVAZIONE DI INTENSITA' DELLA RADIAZIONE EMESSA	VALORE IMPOSTATO		VALORE RILEVATO		SCARTO %
	area cmq 3,6				
	%	W/cmq	W totali	W	
	25	0,5	1,80	1,80	0,00
	50	1	3,60	3,50	2,78
75	1,5	5,40	5,10	5,56	
100	2	7,20	6,90	4,17	

TESTA FISSA

RILEVAZIONE DI INTENSITA' DELLA RADIAZIONE EMESSA	VALORE IMPOSTATO		VALORE RILEVATO		SCARTO %
	area cmq				
	%	W/cmq	W totali	W	
	25	n.a			
	50	n.a			
75	n.a				
100	n.a				

TESTA

RILEVAZIONE DI INTENSITA' DELLA RADIAZIONE EMESSA	VALORE IMPOSTATO		VALORE RILEVATO		SCARTO %
	area cmq				
	%	W/cmq	W totali	W	
	25	n.a			
	50	n.a			
75	n.a				
100	n.a				

VALORE AMMISSIBILE < ± 30%