

|            |   |                            |             |            |   |                |      |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------|---|----------------|------|
| Verbale N. |   | <b>Verifica ultrasuoni</b> |             |            |   | MOD. M3_8 u    | REV. |
| Data       | 17/02/20                                    |                            |             |            |   | 4 DEL 18/07/07 |      |
| Cliente    | CLE ELETTROMEDICALI SRL- 45020, SAN BELLINO |                            |             |            |   |                |      |
| Inventario |   | Matricola                  | 07-6N202266 | Reparto    | - |                |      |
| Modello    | US10  |                            | Produttore  | COSMOGAMMA |   |                |      |

**MISURE STRUMENTALI SECONDO NORMA CEI EN 60601-2-5**  
classificazione 62-23

**DATI DI TARGA**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Potenza di uscita nominale | 2 W/cmq |
| Freq. Di lavoro            | 1 MHz   |

**DATI CARATTERISTICI DI USCITA**


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Potenza erogata al minimo | 0 Watt   |
| Potenza massima erogata   | 7,2 Watt |

**PROTEZIONE CONTRO GLI ERRORI DI POTENZA EROGATA**

|   | SI      | NO          |
|---|---------|-------------|
| Attivazione del circuito di uscita a partire da erogazione minima | X       |             |
| Blocco dell'uscita a ripristino dell'alimentazione                | X       |             |
| Blocco dell'uscita da Timer                                       | X       |             |
|   | integro | non integro |
| Integrita' del cavo di collegamento testina                       | X       |             |

**STRUMENTO DI MISURA UTILIZZATO**

|                  |                            |                  |          |
|------------------|----------------------------|------------------|----------|
| Denominazione    | CFU - wattmetro ultrasuoni | Data di taratura | 26/08/19 |
| Ente di taratura | ASSICONTROL                | N. Certificato   | 7892/19  |
| Modello          | UPM-DT-100AV               | N. di serie      | 869      |

|                          |                        |                |   |
|--------------------------|------------------------|----------------|---|
| verifica n.              | <b>SUPERATO</b>        | <b>FALLITO</b> |  <b>CLE ELETTROMEDICALI s.r.l.</b><br>Via C.A. Dalla Chiesa, 302 - 45020 SAN BELLINO (RO)<br>Tel. 0425/703073 - Fax 0425/703870<br>Partita IVA 01149210294 |
| <b>Esito della prova</b> | <b>X</b>               |                |   |
| <b>Nome del tecnico</b>  | <b>GHIRELLO ANDREA</b> |                |   |

**NOTE**

ok

## TESTA MASSAGGIO

| RILEVAZIONE DI<br>INTENSITA' DELLA<br>RADIAZIONE<br>EMESSA | VALORE IMPOSTATO |       | VALORE RILEVATO |       |      |
|--|------------------|-------|-----------------|-------|------|
|  | area cmq 3,6     |       | SCARTO %        |       |      |
|  | %                | W/cmq | W totali        | W     |      |
|  | 25               | 0,5   | 1,80            | 1,78  | 1,11 |
|  | 50               | 1     | 3,60            | 3,57  | 0,83 |
| 75   | 1,5              | 5,40  | 5,35            | 0,93  |      |
| 100  | 2                | 7,20  | 7,21            | -0,14 |      |

## TESTA FISSA

| RILEVAZIONE DI<br>INTENSITA' DELLA<br>RADIAZIONE EMESSA | VALORE IMPOSTATO |       | VALORE RILEVATO |   |  |
|---|------------------|-------|-----------------|---|--|
|   | area cmq         |       | SCARTO %        |   |  |
|   | %                | W/cmq | W totali        | W |  |
|   | 25               | n.a   |                 |   |  |
|   | 50               | n.a   |                 |   |  |
| 75  | n.a              |       |                 |   |  |
| 100   | n.a              |       |                 |   |  |

## TESTA

| RILEVAZIONE DI<br>INTENSITA' DELLA<br>RADIAZIONE EMESSA | VALORE IMPOSTATO |       | VALORE RILEVATO |   |  |
|---|------------------|-------|-----------------|---|--|
|   | area cmq         |       | SCARTO %        |   |  |
|   | %                | W/cmq | W totali        | W |  |
|   | 25               | n.a   |                 |   |  |
|   | 50               | n.a   |                 |   |  |
| 75  | n.a              |       |                 |   |  |
| 100   | n.a              |       |                 |   |  |

VALORE AMMISSIBILE <  $\diamond$  30%